

1. 採水方法

- (1) 蛇口についているホース、器具等は全部外してください。
- (2) **必ず検査依頼目**に採水して下さい。
- (3) 採水前によく手洗いをします。
- (4) **①の容器から順に**採水を行います。採水方法については下表をご参照下さい。


※細菌検査用**滅菌ビン**は8分目まで、それ以外の容器は満水にして採水して下さい。
 ※固定試薬（酸が入っているものがあります）が入っているビンの取り扱いには十分注意してください。
万一、皮膚等に付着したときは流水で洗って下さい。



容器の番号

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

容器にラベルを貼る（その際、ラベルがはがれないように注意）



2. 試料の保存方法