

1. 採水方法


必ず検査依頼日に採水してください。

- (1) 蛇口についているホース、器具等は全部外して下さい。
- (2) 採水前に水をよく流し、配管の滞留水が出たことを確認(残留塩素濃度や水温)してから採水を行ってください。
- (3) 採水前によく手洗いをして下さい。
- (4) ②の容器から順に採水を行う。採水方法については下表をご参照下さい。

※細菌検査用滅菌ビン(8分目まで)、テフロンビンは肩口まで、それ以外の容器は満水にして採水して下さい。
 ※固定試薬(酸が入っているものがあります)が入っているビンの取り扱いには十分注意して下さい。
 万一、皮膚等に付着したときは流水で洗って下さい。



容器の番号



2. 試料の保存方法